

Appendice alla Guida di riferimento rapido


7

Accendere il lettore e scansionare l'etichetta RFID come mostrato di seguito. Dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio "Insert Calibration Cartridge" (Inserire la cartuccia di calibrazione).



8a

Inserire completamente la cartuccia di calibrazione nell'apposito alloggiamento, introducendo il lato contrassegnato dalla freccia. Se il lettore riconosce l'inserimento, viene visualizzato il messaggio "Insert Test Cartridge" (Inserire la cartuccia per analisi).



8b

Inserire completamente la cartuccia per analisi nell'apposito alloggiamento, introducendo il lato contrassegnato dalla freccia. Sul display viene visualizzato il messaggio "Apply Sample" (Applica campione).

